

多项脂类质控品定值单

【产品信息】

| 货号 | 规格 | 批号 | 效期 |
|---------|-------|----------|------------|
| MLQ9Q1H | 1mL×1 | 10115C22 | 2022.10.11 |

【使用说明】

冻干质控品，用1mL去离子水复溶，室温静置1小时使其完全溶解，用后可分装并及时置于-20℃避光保存。
具体操作详见说明书。

【参考定值】

| 项目简称 | 项目名称 (方法与原理) | 日立系列 | | 贝克曼AU系列 | | 佳能(原东芝)系列 | | 单位 |
|----------|-----------------------------|------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | 靶值 | 范围 | 靶值 | 范围 | 靶值 | 范围 | |
| Apo AII | 载脂蛋白 AII (免疫比浊法) | 48.2 | 38.6-57.8 | 51.5 | 41.2-61.8 | 50.5 | 40.4-60.6 | mg/dL |
| Apo CII | 载脂蛋白 CII (免疫比浊法) | 2.77 | 2.22-3.32 | 3.08 | 2.46-3.70 | 3.12 | 2.50-3.74 | mg/dL |
| Apo CIII | 载脂蛋白 CIII (免疫比浊法) | 7.01 | 5.61-8.41 | 7.69 | 6.15-9.23 | 7.53 | 6.02-9.04 | mg/dL |
| Apo E | 载脂蛋白 E (免疫比浊法) | 3.10 | 2.48-3.72 | 3.18 | 2.54-3.82 | 3.25 | 2.60-3.90 | mg/dL |
| ApoA1 | 载脂蛋白 A1 (免疫比浊法) | 2.16 | 1.73-2.59 | 2.36 | 1.89-2.83 | 2.27 | 1.82-2.72 | g/L |
| ApoB | 载脂蛋白 B (免疫比浊法) | 1.47 | 1.18-1.76 | 1.42 | 1.14-1.70 | 1.42 | 1.14-1.70 | g/L |
| LDL-CHO | 低密度脂蛋白胆固醇 (直接法-表面活性剂清除法) | 4.44 | 3.55-5.33 | 4.43 | 3.54-5.32 | 4.56 | 3.65-5.47 | mmol/L |
| HDL-CHO | 高密度脂蛋白胆固醇 (直接法-过氧化氢酶清除法) | 1.54 | 1.23-1.85 | 1.47 | 1.18-1.76 | 1.56 | 1.25-1.87 | mmol/L |
| Lp(a) | 脂蛋白(a) (胶乳免疫比浊法) | 233 | 186-280 | 238 | 190-286 | 252 | 202-302 | mg/L |