

## 多项脂类质控品定值单

## 【产品信息】

货号	规格	批号	效期
MLQ9Q1H	1mL×1	10421E21	2022.12.24

## 【使用说明】

冻干质控品，用1mL去离子水复溶，室温静置1小时使其完全溶解，用后可分装并及时置于-20℃避光保存。  
具体操作详见说明书。

## 【参考定值】

项目简称	项目名称 (方法与原理)	日立系列		贝克曼AU系列		佳能(原东芝)系列		单位
		靶值	范围	靶值	范围	靶值	范围	
Apo AII	载脂蛋白 AII (免疫比浊法)	46.6	37.3-55.9	46.7	37.4-56.0	48.1	38.5-57.7	mg/dL
Apo CII	载脂蛋白 CII (免疫比浊法)	2.86	2.29-3.43	2.93	2.34-3.52	3.06	2.45-3.67	mg/dL
Apo CIII	载脂蛋白 CIII (免疫比浊法)	7.42	5.94-8.90	7.54	6.03-9.05	7.52	6.02-9.02	mg/dL
Apo E	载脂蛋白 E (免疫比浊法)	2.88	2.30-3.46	3.11	2.49-3.73	3.20	2.56-3.84	mg/dL
ApoA1	载脂蛋白 A1 (免疫比浊法)	2.08	1.66-2.50	2.32	1.86-2.78	2.25	1.80-2.70	g/L
ApoB	载脂蛋白 B (免疫比浊法)	1.51	1.21-1.81	1.51	1.21-1.81	1.51	1.21-1.81	g/L
LDL-CHO	低密度脂蛋白胆固醇 (直接法-表面活性剂清除法)	4.46	3.57-5.35	4.61	3.69-5.53	4.62	3.70-5.54	mmol/L
HDL-CHO	高密度脂蛋白胆固醇 (直接法-过氧化氢酶清除法)	1.55	1.24-1.86	1.57	1.26-1.88	1.60	1.28-1.92	mmol/L
Lp(a)	脂蛋白(a) (胶乳免疫比浊法)	195	156-234	208	166-250	207	166-248	mg/L