

多项脂类质控品定值单

【产品信息】

货号	规格	批号	效期
MLQ9Q1M	1mL×1	10115C11	2022.10.11

【使用说明】

冻干质控品，用1mL去离子水复溶，室温静置1小时使其完全溶解，用后可分装并及时置于-20℃避光保存。
具体操作详见说明书。

【参考定值】

项目简称	项目名称 (方法与原理)	日立系列		贝克曼AU系列		佳能(原东芝)系列		单位
		靶值	范围	靶值	范围	靶值	范围	
Apo AII	载脂蛋白 AII (免疫比浊法)	34.3	27.4-41.2	36.4	29.1-43.7	36.3	29.0-43.6	mg/dL
Apo CII	载脂蛋白 CII (免疫比浊法)	1.95	1.56-2.34	2.22	1.78-2.66	2.19	1.75-2.63	mg/dL
Apo CIII	载脂蛋白 CIII (免疫比浊法)	4.97	3.98-5.96	5.65	4.52-6.78	5.53	4.42-6.64	mg/dL
Apo E	载脂蛋白 E (免疫比浊法)	2.20	1.76-2.64	2.23	1.78-2.68	2.28	1.82-2.74	mg/dL
ApoA1	载脂蛋白 A1 (免疫比浊法)	1.57	1.26-1.88	1.72	1.38-2.06	1.65	1.32-1.98	g/L
ApoB	载脂蛋白 B (免疫比浊法)	1.02	0.82-1.22	1.00	0.80-1.20	1.01	0.81-1.21	g/L
LDL-CHO	低密度脂蛋白胆固醇 (直接法-表面活性剂清除法)	3.09	2.47-3.71	3.16	2.53-3.79	3.15	2.52-3.78	mmol/L
HDL-CHO	高密度脂蛋白胆固醇 (直接法-过氧化氢酶清除法)	1.15	0.92-1.38	1.13	0.90-1.36	1.18	0.94-1.42	mmol/L
Lp(a)	脂蛋白(a) (胶乳免疫比浊法)	185	148-222	185	148-222	192	154-230	mg/L